

Fragebogen für die richtige Lavaset – Modellwahl

Welches Bett ist vorhanden und was wird benötigt?

	ja	nein
Pflegebett normal, 0,90m x 2,00m		
Krankenbett spezial / Stehbett (Richter oder Sacon)		
Bett mit Überlänge: Sondermaß: 0,90m x 2,20m		
Ist ein Lagerungssystem vorhanden oder vorgesehen? (Wechseldruck – Würfel oder sonstiges)		
Flexible Bettwanne mit Ablauf rechts und links, 0,85m x 1,95m (Lavaset L1)		
Flexible Bettwanne ohne Ablauf 0,85m x 1,95m (Lavaset L3)		
1 Satz Schnellspanner (4Stück) ist immer erforderlich wenn das Bett geschlossene Kopf- und Fußteile hat und wenn Lagerungssysteme vorhanden sind. Bei der aufblasbaren Wanne werden keine Schnellspanner benötigt.		
Aufblasbare Bettwanne 0,85m x 1,95m		
Entfernung von der Wasserquelle / Ablauf bis zum Bett (Standartbeschlauchung ist 8m)		
Schlauch-Sonderlängen bis zu 16m und mehr verlängerbar.....m		
ab 14m Wasserablauf-Verlängerung (blau) ist eine stärkere Pumpe notwendig.		
<u>Welche Anschlussmöglichkeiten für den Wasserzulaufschlauch sind vorhanden?</u> Mischbatterie Perlator A Gew. M22 Perlator I Gew. M24 Wannenauslauf Perlator I Gew. M28 Duscharmatur mit ½“ A Gew.(Dreiwegeventil möglich) Duscharmatur mit ¾“ A Gew. (Dreiwegeventil möglich)		
Die Brauchwasserentsorgung erfolgt bei dem L3 mit dem 8m blauen Schlauch.		

Hinweis: Bei Lagerungssystemen sollte immer ein Lavaset Modell L3 eingesetzt werden, plus einem Satz Schnellspanner um die Höhe des Spritzrandes der Bettwanne zu erhalten.

Hausbesuch und Einweisung erfolgte am:

Unterschrift der Angehörigen / gesetzl. Vertreter: